

## FIȘA TEHNICĂ

### Denumirea produsului:

**iGel Blue Gel alcoolic dezinfectant pentru mâini**

### Alte denumiri comerciale:

I Gel Blue, Expert Wipes, Sense Inspired by Nature, Ekomax Gel, Iris Gel, TECHNO HAND GEL Disinfectant

### Domeniul de utilizare:

Igiena umană. Gel alcoolic dezinfectant pentru mâini, utilizat în unități sanitare. Preparatul a fost formulat cu un emolient eficient, conferind o vâscozitate mai mare și un timp de contact prelungit între preparat și piele, în consecință o mai bună performanță. Induce efectul de hidratare, datorită conținutului mare de glicerină.

### Producător:

**S.C. EKOMAX INTERNATIONAL S.R.L.**, Strada Diamantului, nr. 31, Bragadiru, Ilfov, 077025, Telefon: +4021 4202038, Fax: +4021 202047 e-mail: [contact@ekomax.ro](mailto:contact@ekomax.ro), [www.Detergenti-curatenie.ro](http://www.Detergenti-curatenie.ro)

### Aria de aplicare:

Dezinfectant bactericid, fungicid, levuricid și virucid, destinat aplicării directe la oameni. Categoriile de utilizatori: industriali, profesionali, unitati sanitare.

**Eficacitate bacterică**, testată în conformitate cu standardul **PN-EN 1500:2013** (în condiții de curățenie), împotriva Escherichia coli K12 NCTC 10538, în concentrație de 100%, 3 ml., timp de acțiune - 60 de secunde, la o temperatură de 20°C.

**Eficacitate bacterică**, testată în conformitate cu standardul **EN 13727+A2** (în condiții de curățenie), împotriva Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Enterococcus hirae ATCC 10541, Escherichia coli NCTC 10538, în concentrație de 100%, timp de acțiune - 60 de secunde, la o temperatură de 20°C.

**Eficacitate bacterică**, testată în conformitate cu standardul **PN-EN 1276:2010/AC:2010** (în condiții de curățenie), împotriva Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Escherichia coli ATCC 10536, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus hirae ATCC 10541, în concentrație de 80, 50%, timp de acțiune -60 de secunde, la o temperatură de 20°C.

**Eficacitate fungică**, testată în conformitate cu standardul **SR EN 1650** (în condiții de curățenie), împotriva Candida albicans ATCC 10231, în concentrație de 100%, timp de acțiune - 60 de secunde, la o temperatură de 20°C.

**Eficacitate fungică/levurică**, testată în conformitate cu standardul **UNE-EN 13624:2014** (în condiții de curățenie), împotriva Candida albicans CECT-1394 (ATCC-10231), Aspergillus brasiliensis CECT-2574 (ATCC-16404), în concentrație de 80, 50%, timp de acțiune - 60 de secunde, la o temperatură de 20°C.

**Eficacitate virucidă**, testată în conformitate cu standardul **SREN 14476+A2** (în condiții de curățenie), pentru tulpina de referință Poliovirus Sabin 1 Lsc2ab, în concentrație de 100%, timp de acțiune - 60 de secunde, la o temperatură de 20°C.

### Indicații de utilizare:

Se utilizează ca atare, nediluat. Se aplică 3-6 ml și se masează mâinile timp de 60 de secunde. Nu necesită clătire. Nu usucă mâinile. Atenție! Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate reduce eficiența tratamentului. Nu se amestecă cu alte produse.

### Ingrediente:

Etanol (CAS: 64-17-5, EC: 200-578-6) - 63g/100g produs, propan-2-ol (CAS:67-63-0, EC:200-661-7) - 7g/100g produs, clorură de benzalconiu (CAS: 68424-85-1, EC: 270-325-2) - 0,05g/ 100 g produs.

## Precauții:



**GHS07**

**PERICOL**



**GHS02**

H225: Lichid și vapori foarte inflamabili. H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor. P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210: A se păstra departe de surse de căldură/ scântei/ flăcări deschise/ suprafețe încinse. Fumatul interzis. P233: Păstrați recipientul închis etanș. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P337+313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul. P370+378: În caz de incendiu: utilizați dioxid de carbon, pulbere chimică pentru stingere. P501: Aruncați conținutul/ recipientul la un centru avizat de colectare a deșeurilor.

## Condiții de depozitare:

A se păstra în loc uscat și răcoros, ferit de acțiunea directă a razelor solare și de îngheț, la temperaturi cuprinse între 5°C și 25°C.

## Termen de valabilitate:

24 de luni de la data fabricației, în ambalajul original, închis etanș. A se vedea data inscripționată pe ambalaj.

## Modalități de ambalare:

Cantitate nominală: 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 12 ml, 15 ml, 20 ml, 30 ml, 35 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml, 70 ml, 93 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 270 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 450 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 3 l, 4 l, 5l, 10 l, 1000 l.

**Avizat MS sub numărul 5103BIO/01/12.24.**